

プライバシー保護用に三角巾が入っています。

プライバシーの配慮(二つ折りで使用)や止血等にお使いください。

人にかぶせてお使いください。



女性に配慮したAEDの使い方

パッドを

素肌に直接貼り付ける

ことができている場合は、ブラジャーを外す必要はありません。

服の下で下着をずらして、右の鎖骨の下と左のわき腹あたりに貼ることで対応できます。

金属製品(ブラジャーのワイヤー部分、ネックレス等)は**パッドに触れさせないように**してください。

パッドに触れていなければ、ネックレスは無理に取り外す必要はありません。

AEDのパッドに描かれているイラストをご参照ください。



【監修】公益財団法人日本AED財団

パッドを貼った後に
上から上着やタオルなどを
かけて大丈夫です。

その他の注意事項

- * 汗などで胸が濡れている場合は、水分を拭き取ってください。
- * 電極パッドを貼る部分に貼り薬(湿布等)が貼られている場合は、貼り薬を剥がしてください。
- * ペースメーカー等が植え込まれている場合(胸に硬いこぶのようなでっぱりが見える)は、このでっぱりを避けて電極パッドを貼ってください。
- * 車内など、揺れている場所では使用しないでください。

【問い合わせ先】
石井町 危機管理課
電話:088-674-1171

【出典】東京都多摩府中保健所